



TePe Οδοντόβουρτσα Οδοντοστοιχιών

Πώς να λυγίσετε τη λαβή της οδοντόβουρτσας των οδοντοστοιχιών:

1. Αφήστε να θερμανθεί ο αυχένας της οδοντόβουρτσας των οδοντοστοιχιών, κρατώντας την κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό.
2. Λυγίστε προς τα πίσω στην επιθυμητή γωνία.
3. Ψύξτε την κάτω από κρύο τρεχούμενο νερό.

Όταν καθαρίζετε την οδοντοστοιχία, κρατήστε την οδοντόβουρτσα των οδοντοστοιχιών, έχοντας τον αντίχειρά σας πίσω από την κεφαλή της οδοντόβουρτσας.

