



TePe Interspace™

Τοποθετήστε σωστά τη βούρτσα για να καθαρίσετε τις περιοχές με δύσκολη πρόσβαση.
Κοιτάξτε στον καθρέφτη για να βεβαιωθείτε ότι χειρίζεστε σωστά τη βούρτσα.

Το άκρο της βούρτσας μπορεί να αλλάξει και μπορεί να εφαρμόζει και στα δυο άκρα της λαβής για να επιτευχθεί η επιθυμητή γωνία.

Ο αυχένas μπορεί να σχηματίζει γωνία για καλύτερη προσπέλαση.

Εύκολη πρόσβαση στην άπω επιφάνεια του τελευταίου δοντιού.

Διευκολύνει τον καθαρισμό γύρω από τα ακίνητα ορθοδοντικά μηχανήματα.

Βουρτσάστε τα εμφυτεύματα και τα ούλα γύρω από αυτά πολύ απαλά με ένα πολύ μαλακό (x-soft) άκρο της βούρτσας.

